



ESPEJOS DE HD HU-FRIEDY

| Novedad en Hu-Friedy



DATOS

De acuerdo con los expertos, el 99% de los diagnósticos en el ámbito dental es visual.* Para que los médicos puedan realizar diagnósticos precisos, su espejo bucal debe proporcionar la máxima nitidez y visibilidad en todos los procedimientos.

RETO

Los espejos dentales con baño de rodio normales proporcionan una nitidez y visibilidad media, lo cual no permite a los clínicos alcanzar el máximo grado de rendimiento.

SOLUCIÓN

Los nuevos Espejos de HD de Hu-Friedy presentan un baño patentado que proporciona una luminosidad y color superior para una mayor visibilidad en todos los procedimientos dentales. Nuestros espejos de HD, también resistentes a los arañazos, son la mejor elección para un tratamiento médico excelente.

¿POR QUÉ SON MEJORES NUESTROS ESPEJOS DE ALTA DEFINICIÓN?

- 113% de factor de reflexión para una excepcional nitidez de la imagen**
- 38,5% más brillantes que los espejos con baño de rodio**
- 50% más brillantes que otros espejos frontales**
- Resistentes a los arañazos para una mayor duración
- Amplia gama de mangos ergonómicos

VER EL CATÁLOGO COMPLETO DE
ESPEJOS DE HD Y LA GAMA DE MANGOS
EN LA PARTE POSTERIOR.

HD FRENTE A BAÑO DE RODIO



**Incremento de la Visión en Procedimientos Clínicos," Dental Economics, agosto 2006. **Datos de archivo.
MÁXIMO RENDIMIENTO HU-FRIEDY

How the best perform

Hu-Friedy

GAMA DE ESPEJOS DE HD CON ACOPLAMIENTO CÓNICO

ROSCA AMERICANA

1 CARA



#3
MIR3HD
1 unidad

#4
MIR4HD
1 unidad
MIR4HD3
Caja de 3
MIR4HD12
Caja de 12

#5
MIR5HD
1 unidad
MIR5HD3
Caja de 3
MIR5HD12
Caja de 12

2 CARAS



#4
MIR4DSHD
1 unidad
MIR4DSHD6
Caja de 6

#5
MIR5DSHD
1 unidad
MIR5DSHD6
Caja de 6

ROSCA EUROPEA

1 CARA



#3
MIR3HDE
1 unidad

#4
MIR4HDE
1 unidad
MIR4HD3E
Caja de 3
MIR4HD12E
Caja de 12

#5
MIR5HDE
1 unidad
MIR5HD3E
Caja de 3
MIR5HD12E
Caja de 12

2 CARAS



#4
MIR4DSHDE
1 unidad
MIR4DSHD6E
Caja de 6

#5
MIR5DSHDE
1 unidad
MIR5DSHD6E
Caja de 6

MANGOS AMERICANOS Y EUROPEOS



Mango americano:
MH24 #24 Mango con acoplamiento cónico para espejo, rosca americana
MH0175E Disponible mango para espejo europeo, con rosca europea



Mango americano:
MH1 #1 Mango con acoplamiento cónico para espejo, rosca americana



Mango americano:
MH6 #6 Mango con acoplamiento cónico para espejo de acero satinado, Ø 9 mm, rosca americana
MHE6 Disponible mango para espejo europeo 6, con rosca europea



Mango americano:
MH7 #7 Mango con acoplamiento cónico para espejo de acero satinado, Ø 9 mm, rosca americana
MHE71 Disponible también la versión europea

Visítenos online en Hu-Friedy.eu

Fabricante: Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. | 3232 N. Rockwell Street | Chicago, IL 60618 | EE.UU.
Departamento de Atención al Cliente Europa:
Teléfono gratuito: +800 HUFRIEDY (00800 48 37 43 39) | Fax gratuito 00800 48 37 43 40
Correo electrónico: info@hu-friedy.eu | www.hu-friedy.eu
©2014 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Todos los derechos reservados. HF-423E/1114

Hu-Friedy