



## SPORECLEAR™ DESINFECTANTE PARA CLÍNICAS DENTALES

Presentamos los desinfectantes para clínicas dentales SporeClear, la respuesta de Hu-Friedy a la desinfección de superficies en la clínica dental. Esta fórmula limpia y desinfecta en un único paso las superficies de trabajo más importantes **en apenas un minuto de contacto**. SporeClear es una respuesta rápida, sencilla y eficaz para crear un entorno de trabajo seguro en el que tanto el personal odontológico como sus pacientes estén protegidos de los patógenos dañinos. Nuestros nuevos desinfectantes **no contienen productos químicos fuertes**, lo que hace que sean compatibles con todas las superficies lavables y respetuosos con el medio ambiente. En Hu-Friedy, creamos soluciones innovadoras para ayudar a los profesionales del sector dental a dar lo mejor de sí mismos.



### Soluciones rápidas para una desinfección eficaz en menos de un minuto

Esporicida • Tuberculicida • Bactericida • Virucida • Fungicida

- Su exclusiva fórmula patentada elimina esporas, virus, bacterias y hongos (incluidas C. Difficile, Hepatitis B/C, H1N1, MRSA, TB y NDM-1) en un minuto
- La fórmula no es a base de alcohol, no lleva aldehídos, cloro, fenoles, peróxido, ni nonilfenol etoxilatos (NPE)
- No es abrasivo, corrosivo, ni volátil, por lo que su uso es seguro en cualquier superficie
- Disponible en múltiples formatos para cubrir todas las necesidades de desinfección: toallitas, aerosol líquido y concentrado




TOALLITAS • AEROSOL LÍQUIDO • FÓRMULA CONCENTRADA


How the best perform

**Hu-Friedy**®


## LA CIENCIA QUE RESPALDA LOS PRODUCTOS SPORECLEAR



Su exclusiva fórmula supramolecular forma una supermicela sobre la superficie cargada de patógenos que interfiere con el objetivo microbiótico.



La membrana celular alterada acelera el movimiento de las moléculas desnaturizantes en el citoplasma.



La interrupción de las actividades bioquímicas celulares produce la ruptura física de la estructura celular.



El patógeno no solo se desactiva, sino que además sus estructuras básicas resultan físicamente destruidas.

Contacto


Alteración

Ruptura

RESULTADOS

### La desinfección avanzada elimina los patógenos mediante acciones físicas, químicas y bioquímicas

- Cumple todos los requisitos de la UE, incluidos EN1276; EN1650; EN14348; EN13704; EN14476; EN13727; EN1656; EN13624; EN1657; EN14204



Anatomía de una célula patógena viva

- A** Proteínas estructurales
- B** Membrana citoplásmica
- C** Lípido de doble estrato
- D** Citoplasma
- E** Núcleo

\* Datos de archivo de Hu-Friedy.

## SPORECLEAR Los desinfectantes para dispositivos sanitarios incluyen:



**MSCD354160**  
Toallitas desinfectantes para dispositivos sanitarios  
Bote de 160 toallitas

**MSCD354161**  
Paquete de repuesto de 160 toallitas



**MSCD356750**  
Aerosol líquido  
Botella de 750 ml con aerosol pulverizador



**MSCW35C01**  
Fórmula concentrada  
Botella de 1 l  
(1 l de concentrado sirve para 12,5 l de solución)

Fabricante: Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. | 3232 N. Rockwell Street | Chicago, IL 60618 | EE. UU.  
Departamento de atención al cliente en Europa:  
Teléfono gratuito: +800 HUFRIEDY (00800 48 37 43 39) | Fax gratuito 00800 48 37 43 40  
Correo electrónico: info@hu-friedy.eu | www.hu-friedy.eu

©2011 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Reservados todos los derechos. Medline es una marca registrada de Medline Industries, Inc.  
SporeClear es una marca registrada de Altos Medical, LLC.  
IMS-610E/0711

**Hu-Friedy**<sup>®</sup>