


EL NUEVO IMPLACARE™ II

Hu-Friedy



INFORMACIÓN

La investigación ha demostrado la relación entre las alteraciones de superficie periimplantarias y el desarrollo de mucositis periimplante y periimplantitis¹.

DESAFÍO

Los profesionales clínicos deben poder limpiar los implantes eficientemente y con mínima alteración de las superficies de sostén. Las superficies alteradas pueden ser una fuente de acumulación de placa, lo cual puede provocar mucositis periimplantarias y peri-implantitis.

SOLUCIÓN

La nueva cureta Implacare II de Hu-Friedy, Implacare II, proporciona hojas más delgadas con un nuevo diseño que permite adaptarse mejor, para una limpieza eficaz y mínima alteración a la superficies de sostén del implante.

CARACTERÍSTICAS DEL IMPLACARE II

- **Hechas de PLASTEEL™:** Una resina sin relleno, lo que permite una mínima alteración en la superficies de sostén del implante
- **La hoja de corte es un 20% más delgada:** Mejora el acceso a las superficies de sostén del implante, lo que permite un mantenimiento y cuidado más efectivo de los implantes
- **Dos nuevos diseños de curetas universales:** La hoja Barnhart 5/6 y el Langer 1/2 se unen a la Columbia 4R/4L, 204S y H6/H7 para ofrecer una solución completa y una mejor adaptación a las necesidades de cada paciente

CONSULTE LA LISTA COMPLETA DE KITS Y PUNTAS LMPLACARE II Y EQUIPOS AL DORSO.

¹ Bollen CM, Papaioanno W, Van Eldere J, et al: The influence of abutment surface roughness on plaque accumulation and peri-implant mucositis, Clin Oral Implants Res 7:201-111, 1996.
² Datos en archivo.

How the best perform

Hu-Friedy

CURETAS UNIVERSAL

Hoja de corte diseñada con dos bordes cortantes y punta curva que permite adaptarse a todas las superficies.



NUEVO Langer 1/2

IMPLLG1/26
Kit Implacare™ II LG1/2
(Mango + 12 pares)
IMPLLG1/2
Repuesto Implacare II LG1/2 12
(12 pares)

Combina los ángulos de una cureta Gracey con los bordes cortantes duales de una cureta universal.



NUEVO Barnhart 5/6

IMPLBH5/66
Kit Implacare II BH5/6
(Mango + 12 pares de repuestos)
IMPLBH5/6
Repuesto Implacare II BH5/6
(12 pares)



Columbia 4R/4L

IMPL4R/4L6
Kit Implacare II 4R/4L
(Mango + 12 pares de repuestos)
IMPL4R/4L
Repuesto Implacare II 4R/4L
(12 pares)

RASPADORES


Hojas de corte que terminan en punta, diseñadas para la remoción de cálculo supragingivales.



H6/7

IMPLH6/76
Kit Implacare II H6/H7
(Mango + 12 pares de repuestos)
IMPLH6/7
Repuesto Implacare II H6/H7
(12 pares)


El ángulo del mango proporciona acceso a todas las superficies anteriores y premolares.



204S

IMPL204S6
Kit Implacare II 204S
(Mango + 12 pares de repuestos)
IMPL204S
Repuesto Implacare II 204S
(12 pares)

Proporciona un acceso óptimo a la zona posterior para limpieza supragingival interproximal.



OPCIONES ADICIONALES

Kit Implacare II Intro

IMPLINTRO6

Incluye:

- 1 mango para Implacare II
- 1 par de Columbia 4R/4L
- 1 par de 204S
- 1 par de H6/H7
- 1 par de Barnhart 5/6
- 1 par de Langer 1/2

Opciones variadas de Implacare II

IMPLSORT6 (incluye mango)

IMPLSORT

Ambos juegos incluyen:

- 4 pares de Columbia 4R/4L
- 4 pares de 204S
- 4 pares de H6/H7

kit de inicio para el mantenimiento de los implantes

IMPKITII

Incluye:

- Mango Colorvue®
- 3 puntas Colorvue
- 1 mango para Implacare II
- 5 pares de puntas para Implacare II

Visite nuestro sitio web Hu-Friedy.com

Para más información llame al 001 1 800 HU-FRIED (483-7433) o contacte a su representante autorizado de Hu-Friedy.
©2012 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Todos los derechos reservados. HF-2202S/1212.

