

ALICATE CONFORMADOR HU-FRIEDY

| UN SOLO PASO PARA CREAR DOBLECES EN Z

El Alicate Conformador Hu-Friedy permite al clínico crear fácilmente dobleces en Z (en bayoneta) en un solo paso, apretando, para ello, suavemente los mangos del alicate.

Este Alicate Conformador está realizado con Immunity Steel®, acero inoxidable quirúrgico de la máxima calidad con una excelente mezcla de carbono y cromo, resistente a la corrosión si se usa y cuida correctamente.


El Alicate Conformador Hu-Friedy permite una subida o una bajada hacia izquierda o hacia la derecha del 1/2, 3/4 o 1 mm.

1/2 mm | **678-340**

3/4 mm | **678-341**

1 mm | **678-342**

EL PICO CON RANURA DOBLE PERMITE CURVAR ALAMBRES DE HASTA 0,22" X 0,25" (0,53 MM X 0,64 MM)



El Alicate Conformador permite al clínico crear dobleces en Z (en bayoneta) en un único y simple paso apretando suavemente los mangos del propio alicate.



Normalmente, la doblez en Z, se utiliza en casos en los que se necesita realizar la intrusión o extrusión de un/unos diente/s específico/s. Los dobleces también pueden cambiar la inclinación y/o rotación, avanzando en el tratamiento de ortodoncia del paciente.

Visítenos online en **Hu-Friedy.eu**

Fabricante: Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. | 3232 N. Rockwell Street | Chicago, IL 60618 | EE.UU.
Departamento de Atención al Cliente Europa:
Teléfono gratuito: +800 HUFRIEDY (00800 48 37 43 39) | Fax gratuito 00800 48 37 43 40
Correo electrónico: info@hu-friedy.eu | www.hu-friedy.eu
©2015 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Todos los derechos reservados. HFO-415-ES/0715

How the best perform

Hu-Friedy